

Fallzahl-Messgerät

Die Technologie des Fallzahlgerätes erfüllt international standardisierte Verfahren
Für die Bestimmung der Amylaseaktivität in Getreide und Mehl

- Gerät mit wärmeisoliertem Wassertank, einschl. 10 Viskosimeterröhren,
Viskosimeterumrührer, RS 232 Schnittstelle, mit LCD-Anzeige

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
1404 070	Typ s1 - Einzelbestimmung vollautom. ohne Drucker	8.180,00 €



(2)



(1)

Zubehör/Verbrauchsmaterial:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
1401 071	Thermodrucker mit Netzteil und Anschlusskabel (1)	322,00 €
1404 072	Löffelspatel 180 mm - 1810 Stahl	2,85 €
1404 032	Dispenser (autom. Pipette mit Flasche) (2)	410,00 €
1404 074	Röhrengestell für 9 x 4 Proben - rostfreiem Edelstahl	47,50 €
1404 075	Fallzahlgläser (10er Pack)	263,00 €